



Medicinale baden

Toepassing

Als een eenvoudig warm bad te gebruiken bij het losmaken van de spieren en gewrichtsverstijvingen, pijn demping en het bevorderen van de bloedsomloop. Tevens kunnen deze baden gebruikt worden in combinatie met verschillende soorten mineraalhoudend water, toevoegingen van etherische oliën, bubbelbad met lucht of zuurstof en met CO₂ geïmpregneerd water. Deze behandelingsmethoden hebben verschillende therapie-effecten.

Productinformatie

Medicinaal bad model Wörishofen type M 1840 AC:

Het bad is anatomisch vormgegeven met een uitsparing voor het hoofd en voorzien van armsteunen. Tevens is een verstelbare voetensteun geïntegreerd welke zorgt voor een goede positionering. Het bad is standaard voorzien van een vulmond met kranen voor koud- en warmwater, handdouche met kranen voor koud- en warmwater voor reiniging na gebruik, overloop en een bodemafvoer 1 1/2". Optioneel is een bodemafvoer van 2 1/2" leverbaar.

Het bad kan optioneel voorzien worden van:

- Aan weerskanten op de badrand gemonteerde handgrepen voor het eenvoudig in- en uitstappen
- Aansluiting en kraan voor een persluchtaansluiting 3/8" type L
- Aansluiting en kraan voor een zuurstofaansluiting 3/8" type O₂
- Aansluiting en kraan voor een koolzuurhoudend water aansluiting 3/4" type CO₂, compleet met vulslang en ophanging

Medicinaal bad model EWAC type M 1850 CH:

Geheel vervaardigd uit roestvast staal AISI 316 en voorzien van geïntegreerde handgrepen. Het bad wordt standaard geleverd voor inbouw, zonder mantel. Als optie is een roestvast stalen AISI 304 mantel leverbaar. Het bad is standaard voorzien van een vulmond met kranen voor koud- en warmwater, handdouche met kranen voor koud- en warmwater om het bad na gebruik te reinigen, overloop en een bodemafvoer 2 1/2".

Het bad kan optioneel voorzien worden van:

- Aansluiting en kraan voor een persluchtaansluiting 3/8" type L
- Aansluiting en kraan voor een zuurstofaansluiting 3/8" type O₂
- Aansluiting en kraan voor een koolzuurhoudend water aansluiting 3/4" type CO₂, compleet met vulslang en ophanging
- Roestvast stalen AISI 304 mantel

Als accessoire kunnen de bovenstaande baden uitgerust worden met:

- Luchtrooster en slang voor gebruik op de perslucht en zuurstofaansluiting
- Compressor in kunststof behuizing voor perslucht voor aansluiting op het luchtrooster
- Compleet geleverd met 2,5 m luchtslang en montagebeugel, voedingsspanning 230 V 50 Hz

Voor het gebruik van geïmpregneerd CO₂ water in het bad behoren de onderstaande producten:

- CO₂ impregneerapparaat type 25. Capaciteit van 25 l/min. Geschikt voor het gebruik bij 2 baden. Voedingsspanning 230 V 50 Hz 50 W. Aansluiting 1/2".
- CO₂ impregneerapparaat type 50. Capaciteit van 50 l/min. Geschikt voor het gebruik bij 5 baden. Voedingsspanning 230 V 50 Hz 50 W. Aansluiting 3/4".
- CO₂ reduceerstation met verwarming type 2 CO₂. Compleet geleverd met slang, montagebeugel en houder voor twee gasflessen. Voedingsspanning 230 V 50 Hz 200 W.

Stoomkanaalbad model EWAC:

Speciaal geschikt voor het gebruik met koud mineraalhoudend water. Geheel vervaardigd uit roestvast staal AISI 316 en voorzien van geïntegreerde handgrepen. Het bad wordt standaard geleverd voor inbouw, zonder mantel. Als optie is een roestvast stalen AISI 304 mantel leverbaar. Het bad is standaard voorzien van een lage, in het bad gemonteerde vulschelp met een kraan voor het koude mineraalhoudende water, overloop en een bodemafvoer 2 1/2". Rondom de badkuip is een stoomkanaal aangebracht waarmee het koude mineraalhoudende water snel verwarmd kan worden. Hierdoor gaan zo min mogelijk mineralen verloren. De stoomtoevoer is middels een afsluiter te regelen.

Eigenschappen

Medicinaal bad model Wörishofen type M 1840 AC:

Materiaal bad:	Naadloos diepgetrokken acrylglas, versterkt met polyester
Opstelling:	Op vier verstelbare voeten met rubber beschermdop
Mantel:	Polystyrol, sluit naadloos aan op wanden en bodem
Badinhoud:	ca. 250 l.
Afmeting inwendig:	1600 x 650 x 500 mm
Afmeting uitwendig:	1840 x 850 x 680 mm
Gewicht:	104 kg

Medicinaal bad model EWAC type M 1850 CH:

Materiaal:	Geheel vervaardigd uit roestvast staal AISI 316
Handgrepen:	Geïntegreerd
Opstelling:	Op vier verstelbare voeten met rubber beschermdop
Mantel:	Optioneel
Badinhoud:	ca. 250 l.
Afmeting inwendig:	1600 x 650 x 500 mm
Afmeting uitwendig:	1840 x 850 x 750 mm
Gewicht:	330 kg

Stoomkanaalbad model EWAC:

Materiaal:	Geheel vervaardigd uit roestvast staal AISI 316
Handgrepen:	Geïntegreerd
Opstelling:	Op vier verstelbare voeten met rubber beschermdop
Mantel:	Optioneel
Stoomleiding:	Rondom de badkuip
Badinhoud:	ca. 250 l.
Afmeting inwendig:	1600 x 650 x 500 mm
Afmeting uitwendig:	2250 x 850 x 750 mm
Gewicht:	365 kg

Bestelgegevens

20-2020-203 Medicinaal bad model Wörishofen, type M 1840 AC

Opties voor: 20-2020-203

20-2022-201	Kunststof handgrepen (per set)	20-2035-201	Compressor in kunststof behuizing, 230V, 50 Hz.
20-2004-201	Luchtaansluiting type L	20-2210-101	1- tredig kunststof trapje
20-2005-201	Zuurstofaansluiting type O ₂		
20-2006-201	Koolzuurhoudend water aansluiting type CO ₂		

Voor geïmpregneerd CO₂ water:

20-0007-001	Medicinaal bad rvs 316, type M 1850 CH	20-2100-201	CO ₂ Impregneerapparaat type 25 (25 lt./min), 230V, 50 Hz
		20-2101-201	CO ₂ Impregneerapparaat type 50 (50 lt./min), 230V, 50 Hz

Opties voor: 20-0007-001

20-0007-002	Buitenmantel rvs 304	20-2120-201	CO ₂ reduceerstation type 2 CO ₂
20-2004-201	Luchtaansluiting type L		
20-2005-201	Zuurstofaansluiting type O ₂	20-0008-001	Stoomkanaal bad rvs 316, geschikt voor mineraal water
20-2006-201	Koolzuurhoudend water aansluiting type CO ₂		

Opties:

20-0008-002	Buitenmantel rvs 304
20-0008-003	Vul- en douche-inrichting

Toebehoren voor: 20-2020-203 en 20-0007-001

20-2030-201	Lucht / zuurstof rooster
-------------	--------------------------